

**DE** SpaCare Bromin-Tabletten werden zur Aufrechterhaltung der Wasserhygiene in Whirlpools und Kinderbassins verwendet, bei denen man den Chlorgeruch vermeiden möchte.

#### **Gebrauchsanweisung:**

Mit dem Bromtester zuerst den pH-Wert messen und ggf. auf 7,2-7,6 einstellen.

Die Bromin-Tabletten können direkt in den Skimmer gegeben werden, oder in einen besonderen Brominator, bei dem die Möglichkeit zur Steuerung der Dosierung besteht. Keinesfalls Bromin-Tabletten direkt ins Wasser geben.

Mit Bromin behandeltes Wasser kann mit SpaCare MiniChlor oder SpaChock einer Schockbehandlung unterzogen werden. Mit dem Bromtester sind regelmäßige der Brom- und pH-Wert des Pools oder Whirlpools zu messen. Idealwert für Brom: 2,0-4,0 mg/L.

Wenn das Whirlpool viel benutzt wird, sollte das Wasser regelmäßig ausgetauscht und die Wanne gereinigt werden. Das verborgene Rohrsystem wird 3-4 Mal jährlich mit SpaCare Biofilm Cleaner gereinigt.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Mindesten haltbar bis: siehe Datum auf der Verpackung.  
Dieses Material und seinen Behälter bei einer Abnahmestelle für Gefahr- oder Problemabfälle entsorgen. Nach Ausspülen mit Wasser kann diese Verpackung über die Abfallverwertung entsorgt werden.

**SE** SpaCare Bromin-tabletter används för att garantera vattenhygienien i utomhusspa, massagebadkar, bubbelbad och barnbassänger när man vill undvika klorklutt.

#### **Bruksanvisning:**

Mät först vattnets pH-värde med bromtestern och justera vid behov värdet till 7,2-7,6. Bromin-tabletterna kan tillsättas direkt i bräddavloppskorgen eller i en speciell brominator som ger möjlighet till reglering av doseringen. Kasta aldrig Bromin-tabletter direkt i poolen/spaen. I brominbehandlat vatten kan SpaCare MiniChlor eller SpaChock tillföras t.ex. för chockklorering. Mät regelbundet massagebadets brom- och pH-värde med bromtestern.

Lämpligt bromvärde: 2,0-4,0 mg/L.

Används massagebadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras. Det inbyggda rörsystemet rengörs 3-4 gånger årligen med Spacare Biofilm Cleaner.

Mer information finns på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Bäst före: Se datum på förpackningen.

Tomma emballage och restmaterial skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och färdigt avfall.

Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

**DA** SpaCare Bromin-tabletter anvendes til sikring af vandhygiejnen i udendørs- og indendørs spa, whirlpools og børnebassiner hvor man ønsker at undgå klorklutt.

#### **Brugsanvisning:**

Mål først vandets pH-tal med bromtesteren og juster, hvis nødvendigt, til 7,2-7,6. Bromin-tabletter kan tilsættes direkte i skimmerkurven eller i en særlig brominator med mulighed for regulering af doseringen. Kast aldrig Bromin-tabletter direkte i vandet. Bromin behandlet vand kan chokbehandles med SpaCare MiniChlor eller SpaChock. Mål jævnligt poolens eller spaens brom- og Ph-værdi med bromtesteren.

Idealværdi: brom 2,0-4,0 mg/L.

Benyttes spaet meget, bør vandet skiftes regelmæssigt og karret rengøres. Det skjulte rørsystem rengøres 3-4 gange årligt med Spacare Biofilm Cleaner.

Få mere information på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Anvendes før: Se dato på emballagen.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for specialaffald og færdigt affald.

Efter rengøring med vand kan emballagen bortskaffes med dagrenovationen.

---

**NO** SpaCare Bromin-tabletter brukes for å sikre vannhygienien i store massasje-bad, boblebadkar, whirlpools, og barnebassenger der man ønsker å unngå klorklutt.

#### **Bruksanvisning:**

Mål først vannets pH-tall med bromtesteren og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig. Bromin-tabletter kan tilsettes direkte i skimmerkurven eller i en særlig brominator med mulighet for å regulere doseringen. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i bassenget/massasjebadet. Brominbehandlet badvann kan alltid tilsettes SpaCare MiniChlor eller SpaChock til sjokkbehandling om nødvendig.

Mål vannets brom- og pH-verdi med bromtesteren med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/L.

Brukes massasjebadet mye, bør vannet skiftes regelmessig og karet rengjøres. Det skjulte rørsystemet bør rengjøres 3-4 ganger årlig med Spacare Biofilm Cleaner.

Få mer informasjon på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Best før: Se dato på emballasjen.

Tom emballasje og rester skal leveres til kommunalt avfallsmottak for spesialavfall og færdig avfall.

Efter rengøring med vann kan emballasjen kastes i vanlig husholdningsavfall.